

Sérum de fromage standard – Guide de filtration

DEBUT



Matériel pour filtrer le sérum :

- Contenant pour recevoir l'échantillon de sérum
- Tube stérile
- Seringue stérile (10mL)
- Filtre pour la seringue (0,45µm)
- Stylo permanent pour identifier l'échantillon

1



Désinfecter vos mains

Remplir la seringue avec l'échantillon à filtrer

2



Visser le filtre au bout de la seringue


3



Appuyer lentement au bout de la seringue pour débuter la filtration

5-10mL sont nécessaires

ENVOI



Identifier le tube avec le même numéro que vous incrémentez dans PhageWatch™ puis l'envoyer